

Besuchen Sie unsere neue Webseite [www.medipack.ch](http://www.medipack.ch)

Sehr geehrter Herr Newsletter

Scharfkantige Produkte können die Sterilbarriere verletzen und durch Abrieb Verunreinigungen auf Oberflächen generieren.

Wir haben die Lösung:

**MEDPURPOUCH – Schutzbeutel aus MEDPUR**



Prüfungen beweisen, dass das Material MEDPUR sich besonders für Verpackungen für scharfkantige Produkte eignet, da keinerlei Abrieb bei Reibung entsteht.

Das Produkt wird somit **nicht** durch Verpackungsrückstände **verunreinigt** und das Sterilbarriere-System wird nicht verletzt.

Der **MEDPURPOUCH** wird über den Schlitz einfach beladen.



Der Anwender öffnet die Verpackung **benutzerfreundlich** und entnimmt das Produkt einfach und sicher.



Der scharfkantige Bereich ist dank der **Sollbruchstelle** bis kurz vor dem Gebrauch **geschützt**.



## FACTS

<b>Material:</b>	Extrudierte PUR-Folie, US Class VI geprüft
<b>Dicke:</b>	2 x 500 my
<b>Farbe:</b>	blue tinted
<b>Oberfläche:</b>	mattiert, einseitig glänzend
<b>Herstellung:</b>	unter Reinraum-Bedingungen ISO 8
<b>Sterilisation:</b>	Gamma-Sterilisation bis 50 kGray
<b>Größen:</b>	in diversen Standardgrößen oder auf Kundenwunsch erhältlich

Als Systemlieferant bieten wir Ihnen optional passende Standard-Blister Babuschka, Siegeldeckel und Heiss-siegelmaschinen an.

Für detaillierte Informationen besuchen Sie unsere Homepage ([www.medipack.ch](http://www.medipack.ch)).



### Übrigens:

Vom **17. - 19. April 2018** finden Sie uns an der **Medtec in Stuttgart, Halle 10 / Stand 10F10**. Kommen Sie vorbei - gerne erzählen wir Ihnen mehr über unsere neueste Verpackungslösung und verwöhnen Sie mit unseren berühmten "Medipack-Toblerönlis".

Ebenfalls sind wir an der **SIAMS in Moutier** mit einem Stand (**Halle 2.2, Stand A5**) vertreten. Diese Messe findet vom **17. - 20. April 2018** statt.

Freundliche Grüsse



Reto Artusi  
Geschäftsleiter



### PS:

Aus **MEDPUR** fertigen wir auch tiefgezogene Blister-Verpackungen unter Reinraum-Bedingungen. Senden Sie uns Ihr Produkt oder eine Zeichnung. Gerne prüfen wir die Machbarkeit und unterbreiten Ihnen ein Angebot.